

Sterilforsyning - utpakking, lagring, transport mm

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Retningslinje
Sist endret: 06.02.2023

1. HENSIKT

Sterile artikler skal beholde steriliteten frem til det brukes.

2. ANSVAR

Alle ledd i håndteringssløyfen og brukere av sterile produkter.

3. FREMGANGSMÅTE

3.1 Grovlager

På grovlager/pallelager mottas og oppbevares varer i ytteremballasje på paller i reoler eller direkte hjulunderstell. På grovlager bør personalet bruke plastforkle da den ytterste emballasjen kan være forurenset. Det sjekkes at ytter- og innerkartong er intakt og fri for fuktighet.

3.2 Utpakkingsrom

Det utføres håndhygiene mellom urene og rene arbeidsprosesser, [Håndhygiene - hånddesinfeksjon, håndvask](#) I utpakkingsrommet fjernes ytteremballasjen og varene klargjøres for videre transport. Transportkartonger berøres minst mulig på yttersiden, og skal ikke lagres på rene eller sterile lagre. Varene transporteres til rent/sterilt lager i reolvogn/trillebord. Dette desinfiseres etter bruk.

3.3 Rent/sterilt lager

Ved utpakking, desinfiseres hender hver gang man bytter arbeid fra ytter- til innerkartonger [Håndhygiene - hånddesinfeksjon, håndvask](#). Arbeidstøy skal være rent under arbeid på rent/sterilt lager. På lager for rent og sterilt utstyr bør det bare oppbevares rene og sterile artikler, enten i enkeltpakning eller i avdelingspakning. Utstyr kan lagres i reoler eller i lukkede skap. Utstyr som lagres i nederste hylle skal ha ekstra beskyttelse mot gulvet. Utstyr skal ikke lagres på gulv.

3.4 Renhold

Det skal være rutiner for renhold av horisontale flater og gulv.

4. GENERELT

Holdbarheten til sterilt utstyr er avhengig av ytre faktorer som produksjonsmåte, steriliseringsmetode, pakkemateriale, lagringsbetingelser, transport og håndtering. Holdbarhetsgrensen forutsetter at produktet er produsert, sterilisert, transportert, håndtert og lagret på en måte som har bevart emballasjen uskadd. Det forutsettes at emballasjen ikke er åpnet. Under håndtering og oppbevaring av sterilt utstyr/sterile engangsartikler må dette beskyttes mot skader på emballasjen, fuktighet, temperatursvingninger, lys, insekter og støv/partikler.

5. INTERNE REFERANSER

1.6.10.2.1	Basale smittevernrutiner
1.6.10.2.3	Arbeidstøy - generelt
1.6.10.2.6	Håndhygiene - hånddesinfeksjon, håndvask
2.1.5.11.2.4	Lagring av sterilt utstyr. Sterilsentralen.
2.5.5.5.7.1	Prosedyre for utpakking av fabrikksteriliserte varer i varemottaket.
2.5.5.5.7.2	Arbeidsrutiner for DV1- vakt i varemottak.

[2.5.5.5.7.4](#)

[Plan for aktiv forsyning - oversikt over tidspunkt for skanning.](#)

6. EKSTERNE REFERANSER

Lov om medisinsk utstyr <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-01-12-6>

7. VEDLEGG

