

## Renhold av legemiddellager

Gjelder for: []  
Dokumenttype: Prosedyre  
Sist endret: 08.08.2024

### 1. HENSIKT

Tilberedning av legemidler skal foregå i rene omgivelser. Prosedyren beskriver hvordan renhold på legemiddellager, og ellers der legemidler lagres og tilberedes, skal ivaretas.

### 2. ANSVAR

Seksjonsledere, og avdelingssjef for Klinikk Fysikalsk medisin og rehabilitering, har ansvar for at prosedyren blir implementert. Helsepersonell med tilgang til legemiddellager/lager har ansvar for å etterleve prosedyren.

### 3. FREMGANGSMÅTE

Prosedyren beskriver et minimumskrav til renhold. Dersom legemidler lagres på annet sted enn på legemiddellager, skal disse oppbevares under samme hygieniske prinsipper som på et legemiddellager. Utført prosedyre dokumenteres i vedlagte skjema [Dokumentasjon av medikamenters holdbarhet og renhold legemiddellager](#) og [Dokumentasjon av temperaturregistrering og rengjøring av arbeidsbenk der legemidler tilberedes](#). Husk håndhygiene: [Håndhygieneretningslinjer – hånddesinfeksjon, håndvask](#).

#### 3.1 Rengjøringsfrekvens ulike flater

Rengjøring	Frekvens
Arbeidsbenk legemiddellager og avtrekkskap	Daglig, og ved synlig søl. Desinfiseres før hver tilberedning.
Legemiddelhyller og trådskuffer i flyttbare traller, utsiden av avtrekkskap	Kvartalsvis
Skap for A-preparater og skap for private legemidler	Kvartalsvis
Arbeidsbenk i korridor og håndtak på legemiddeltralle, avtrekkskap.	Daglig, og ved synlig søl.
Legemiddeltralle i korridor	Månedlig, og etter oppbevaring av private legemidler, f. eks. inhalatorer.
Legemiddeltralle i lukket rom	Kvartalsvis
Kjøleskap	Kvartalsvis
Legemiddelhyller på rentlager	Kvartalsvis

#### 3.2 Rengjøringsprinsipper

Benytt engangsklut fuktet med vann. Hyllevask og skapvask starter øverst for så å avslutte med nederste hylle.

#### 3.3 Desinfeksjon

Benkeplate/arbeidsbenk på legemiddellageret desinfiseres med 70% overflatedesinfeksjon, før oppstart av tilberedning. Overflater må være synlig rene og tørre før påføring av desinfeksjonsmiddel.

#### 4.0 Avtrekkskap, se [Arbeid i sikkerhetsbenk og avtrekkskap ved tilberedning av legemidler](#)

##### 4.1 Daglig rengjøring av avtrekkskap

- Bruk alltid hansker ved renhold av arbeidsflatene.
- Arbeidsplaten inne i benken/skapet skal rengjøres daglig med engangsklut lett fuktet med vann. Platen løftes opp og det vaskes på undersiden.

- Engangskluten bør ikke gi fra seg støv og partikler, derfor bør mikrofiber engangskluter brukes.
- Vask/skrubb arbeidsflaten bakfra og forover (fra det reneste til det mest forurensede).
- Ved synlig søl må det benyttes engangskluter (mikrofiber) lett fuktet med et allrengjøringsmiddel.
- Engangskluter ferdig innsatt med såpe skal ikke brukes fordi klutene inneholder partikler og såpen blir liggende igjen på flaten og kan kontaminere legemidlet som tilberedes).
- Rengjøringen dokumenteres i [Dokumentasjon av temperaturregistrering og rengjøring av arbeidsbenk der legemidler tilberedes](#)

#### 4.2 Ukentlig rengjøring av avtrekkskap

I tillegg til punktene under daglig rengjøring bør følgende gjøres hver uke:

- Vask hele avtrekkskapet, bakplaten, sideplatene, frontglasset, benkeplaten og taket dersom det ikke er filter der. Bruk engangskluter lett fuktet med vann fra springen.
- Vask først veggene ovenfra og ned. Vask med rolige bevegelser. Vask bakfra og forover (fra det reneste til det mest forurensede).
- Ved synlig søl må det benyttes engangskluter lett fuktet med et allrengjøringsmiddel.
- Rengjøringen dokumenteres i [Dokumentasjon av temperaturregistrering og rengjøring av arbeidsbenk der legemidler tilberedes](#)
- Alle flater desinfiseres med 70% desinfeksjonssprit, avslutningsvis.

#### 4.3 Kvartalsvis rengjøring av avtrekkskap

Avtrekkskapet vaskes på utsiden hver tredje måned.

- Vaskes med engangsklut lett fuktet med et allrengjøringsmiddel.
- Rengjøring dokumenteres i [Dokumentasjon av medikamenters holdbarhet og renhold legemiddellager](#)

#### 5.0 Legemiddeltraller og legemiddelskap

Legemiddeltraller og legemiddelskap som oppbevares i korridor/åpent rom krever hyppigere rengjøring enn tilsvarende som oppbevares i lukket rom. Medisintraller og medisinskap skal holdes ryddige og ikke benyttes til oppbevaring av unødig utstyr. Det skal være hånddesinfeksjonssprit plassert på medisintralle eller ved medisinskap.

#### 6.0 GENERELT

Legemiddellager skal ikke benyttes som lager for annet utstyr enn legemidler og utstyr som blir benyttet i forbindelse med tilberedning av legemidler. Utstyr som lagres på gulv kan bli forurenset og er til hinder for rengjøring av gulvflaten. Sterilt utstyr skal oppbevares etter gjeldende prosedyre.

#### 7. INTERNE REFERANSER

<a href="#">1.6.2.1.3.1</a>	<a href="#">Legemiddellager (medisinrom) - krav til oppbevaring av legemidler</a>
<a href="#">1.6.2.1.3.7</a>	<a href="#">Håndtering og oppbevaring av pasientens private legemidler</a>
<a href="#">1.6.2.1.4.12</a>	<a href="#">Arbeid i sikkerhetsbenk og avtrekkskap ved tilberedning av legemidler</a>
<a href="#">1.6.10.2.3</a>	<a href="#">Arbeidstøy - generelt</a>
<a href="#">1.6.10.2.6</a>	<a href="#">Håndhygiene - hånddesinfeksjon, håndvask</a>
<a href="#">1.6.10.7.13</a>	<a href="#">Sterilforsyning - utpakking, lagring, transport mm</a>
<a href="#">1.6.10.7.15</a>	<a href="#">Dokumentasjon av medikamenters holdbarhet og renhold legemiddellager</a>
<a href="#">1.6.10.7.16</a>	<a href="#">Dokumentasjon av temperaturregistrering og rengjøring av arbeidsbenk der legemidler tilberedes</a>

#### 8. EKSTERNE REFERANSER

